

无菌

无毒



无核  
酸酶

# 一次性病毒采样管

· 新冠病毒核酸样本采集 ·

1混1单采供应

5合1混采特供

10合1混采特供

- 「灭活型」病毒采样管：有效灭活病毒，减少杂菌对样本的干扰
- 「非灭活型」病毒采样管：保证病毒活性，保证后续研究准确性

## 保存管

- 1、管帽和管体均为聚丙烯材质，外旋螺旋口，松紧适度，有效防止保存液外漏
- 2、保存管分5ML，10ML两种规格，满足单采混采需要

## 植绒拭子

- 1、具有超强吸水力，取样量达90以上
- 2、对样本不造成损害，确保样本完整性
- 3、对检测结果不造成干扰，更对人体无伤害

管帽，聚丙烯材质



## 保存液

- 1、保存管分3ML，6ML两种规格，满足单采混采需要；
- 2、保存液带有易于观察、辨识的淡黄色液体，可直观区分保存液是否变质。

## 产品种类

品类	型号	规格
灭活型	XC-CY01-I	50管/盒—1拭子/管
	XC-CY02-I	50管/盒—2拭子/管
	XC-CY05-I	50管/盒—5拭子/管
	XC-CY10-I	50管/盒—10拭子/管
非灭活型	XC-CY01-II	50管/盒—1拭子/管
	XC-CY02-II	50管/盒—2拭子/管
	XC-CY05-II	50管/盒—5拭子/管
	XC-CY10-II	50管/盒—10拭子/管